


SE Installationsanvisning Basicline 415

EN Installation instructions Basicline 415

DE Montageanleitung Basicline 415

UK Installation instructions Basicline 415



SE Produkter

Elektriskt höj- och sänkbara tvättställ
Tvättställslyft - Basicline 415







EN Products

Electric Height Adjustable Washbasins
Washbasin lift - Basicline 415

DE Produkte

Elektrisch höhenverstellbare Waschtische
Waschtischmodul - BASICLINE 415

1.

	230 V / 120 V 345 W / 324 W
	18 mm / s
	250 mm
	150 kg
	40 kg*
	6



SE * Utbredd last på tvättställ

EN * Distributed load on the washbasin


DE * Gleichmäßige Verteilung der Last

UK * Distributed load on the washbasin

2.



3.




- SE** Fritt utrymme för installation av vatten och el
- EN** Freely concentrated area for the installation of water and electricity
- DE** Platz für Wasser und Strom
- UK** Freely concentrated area for the installation of water and electricity


4.

- SE** Elinstallationer skall utföras av behörig elinstallatör i enlighet med gällande nationell lagstiftning.
- EN** Electrical installations must be performed by a qualified electrician in accordance with applicable national legislation.
- DE** Elektrische Installationen müssen durch eine Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Rechtsvorschriften durchgeführt werden.
- UK** Electrical installations must be performed by a qualified electrician in accordance with applicable national legislation.


5.




6.





7.





8.



9.




10.




- SE** Fritt utrymme för installation av vatten
- EN** Freely concentrated area for the installation of water
- DE** Platz für Wasser und Strom
- UK** Freely concentrated area for the installation of water


11.




12.




13.




14.




15.




16.




17.




18.



19.



20.



21.

SE Funktionsprov

Efter installation ska komplett funktionsprov med full last genomföras:

Provkör Tvättställslyftaren upp och ner hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att den går fritt utan hinder och missljud. Kontrollera att inga kablar och slangar kommer i kläm och att vatten- och avloppsslangar är fixerade i vägg.

OBS!

Kör upp lyftaren till ändläge och kontrollera att slangarna är tillräckligt långa ovanför fixeringspunkten.

EN Functional test

After installation a complete functional test with full load shall be made:

Run the Washbasin lift down and up all the way to respectively end position. Check that it moves freely, without hindrance and jarring sounds. Check that no cables or hoses are jammed and that the water and sewer hoses are properly fixed to the wall.

Notice!

Raise the lift to the end position to check that the hoses are long enough.

DE Funktionstest

Nach der Montage ist ein Funktionstest unter voller Last vorzunehmen:

Fahren Sie den Lift bis zum Anschlag in die oberste und unterste Position. Der Lift muss dabei frei von Störgeräuschen laufen. Alle Kabel und Schläuche sind auf festen Sitz zu prüfen und dürfen nicht eingeklemmt werden.

Achtung!

Stellen Sie sicher das in der obersten Positionen alle Anschlüsse richtig fixiert sind und sich nichts lösen kann.

UK Functional test

After installation a complete functional test with full load shall be made:

Run the Washbasin lift down and up all the way to respectively end position. Check that it moves freely, without hindrance and jarring sounds. Check that no cables or hoses are jammed and that the water and sewer hoses are properly fixed to the wall.

Notice!

Raise the lift to the end position to check that the hoses are long enough.